

SECUENCIACIÓN DE ADN

Fecha	
-------	--

Nº Pedido solicitante	
-----------------------	--

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y apellidos	
Empresa/Centro	
Departamento	
Investigador principal	
CIF	
Teléfono de contacto	
e-mail	

DATOS DE LAS REACCIONES

	Nombre Muestra	Tipo Muestra ⁽¹⁾	Especificaciones ⁽²⁾
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

⁽¹⁾Producto PCR (A), Plasmídico (P)

⁽²⁾Indicar si hay que añadir primer y cuál del listado del cuadro inferior o si éste está incluido en la muestra.

REQUERIMIENTOS DE LAS MUESTRAS

Cantidades recomendadas de ADN y primer

Plásmidos: 10 µL de ADN a 100 ng/µL en agua por reacción.

Productos de PCR: 10 µl de ADN a 20-50 ng/µl en agua por reacción.

En caso de que el cliente incluya el primer, deberá enviar en un mismo tubo 10 µL de ADN a las concentraciones indicadas y 3 µL de primer a una concentración de 10 µM.

Primers a disposición de los usuarios sin coste adicional

M13 forward, M13 reverse, T7, T7ter, T3, 891rv, 27F, 1522R, SP6, GexF, GexR, ITS1 e ITS4.

ENVÍO DE LAS MUESTRAS

Las muestras pueden ser enviadas a temperatura ambiente por correo ordinario o mensajería junto con este impreso debidamente relleno.